



FIMET

THE ART OF MEDICAL DESIGN

www.fimet.fi

No 4 - 2017

Cher client FIMET,

Avec ce bulletin, nous souhaitons vous informer des changements concernant nos produits et d'autres questions importantes. Veuillez transmettre ce bulletin à toute personne de votre organisation qui, selon vous, trouvera cette information utile.

Nouvelle version de MST – Master Device Controller for NEO

La version 71 du MST a été introduite. Un problème avec la version précédente qui provoquait un fonctionnement imprécis du rinçage du crachoir lorsque le système d'aspiration ligne humide était sélectionné, a été corrigé dans la version MST 71.

Les délais de claquement du remplissage de verre et du rinçage du bol ont également été fixés.

v71 sera installé sur des unités portant le numéro de série 50114833 et ultérieur.



La fixation du moniteur sur la colonne d'éclairage a été déplacé de 150 mm.

Sur la base des commentaires des clients, la hauteur de fixation de l'écran sur la colonne d'éclairage a été modifiée de 105 mm à 255 mm pour laisser plus d'espace pour le plateau d'unité sur les versions continental / traditionnel.

La nouvelle position plus élevée sera la nouvelle norme.



FIMET

THE ART OF MEDICAL DESIGN

www.fimet.fi

Aidez nous à vous aider

Lorsque vous nous contactez pour nous faire part de vos commentaires, veuillez nous fournir le numéro de série de la chaise et / ou de l'unité en question.

Le numéro de série nous aidera à identifier le produit et sa configuration, accélérant ainsi le traitement de vos commentaires.



Bonnes vacances et meilleurs voeux pour 2018!

Pendant la période des Fêtes, nous prenons le temps de réfléchir aux bonnes choses que nous avons ... comme notre partenariat avec vous. Toute l'équipe de Fimet apprécie de travailler avec vous et espère que les vacances et l'année à venir vous apporteront bonheur et succès.



Tommi Kyttälä & toute l'équipe FIMET ☺

FIMET

Teollisuustie 6
07230 Monninkylä, Finland
Tel. +358 19 521 6600
tommi.kyttala@fimet.fi
www.fimet.fi